Leukosan® Strip



Sutures cutanées adhésives stériles

DESCRIPTION:

Les sutures cutanées adhésives stériles Leukosan® Strip sont composées de fines bandes en polyamide tissées enduites d'une masse adhésive acrylique. Les sutures sont disposées sur un support transparent , prédécoupé aux deux extrémités pour faciliter leur application.

Les sutures sont emballées en sachets individuels thermosoudés.

CARACTERISTIQUES:

- Adhésivité fiable et durable.
- Structure extensible qui s'adapte aux évolutions de la peau telle que l'apparition et la résorption d'un œdème ou les mouvements du corps, tout en restant en place et en maintenant les berges de la plaie affrontées.
- Système non invasif qui ne nécessite pas d'anesthésie locale et limite le traumatisme pour la peau et le patient,
- Simple et rapide à mettre en place.
- Retrait facile et atraumatique.
- Risques d'infection réduit,
- Tolérance optimale même pour les peaux sensibles,
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour minimiser la macération,
- Réduit le risque d'infection,
- Résultat esthétique optimal sans marque de points de suture.







Leukosan® Strip



Sutures cutanées adhésives stériles

INDICATIONS:

Fermeture cutanée de petites plaies traumatiques franches sans perte de substance ou d'incisions chirurgicales.

MODE D'EMPLOI:

Toujours se référer à la notice

PARTICULARITES D' UTILISATION:

- Ne pas appliquer en tension maximum (risque de formation de phlyctènes, entre autres),
- . Ne pas utiliser chez des patients sensibilisés aux produits de synthèse,
- Ne pas utiliser sur des zones de forte mobilité (articulations...)
- Ne pas utiliser sur des plaies situées en milieu humide (aisselles par exemple)
- Ne pas utiliser sur des zones à forte pilosité (cuir chevelu par exemple)

PRECAUTIONS D' EMPLOI:

Respecter les informations et précautions d'emploi disponibles sur l'emballage et la notice d'utilisation, Usage externe uniquement - non invasif

ENTRETIEN:

Non applicable

CONTRE-INDICATIONS:

Il est contre-indiqué pour les patients présentant une hypersensibilité connue aux produits de synthèse.

CONDITIONNEMENT:

Sachet individuel destiné à un seul patient.

Hôpital : Boîtes de 50 sachets sauf 25 x 100 mm (bte de 25 sachets) Pharmacie : Boîtes de 2 sachets sauf 6 x 100 mm (bte de 50 sachets)

A.Présentation pharmacie - Boîte de 2 sachets - Vignette LPPR (sauf dim 6 mm x 38 mm)

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809390865	9665787	72628-09006-00	6 mm x 38 mm	1	16	
4042809390889	9665770	72628-09007-00	3 mm x 75 mm	1	16	1306534





Sutures cutanées adhésives stériles

4042809390902	9665793	72628-09008-00	6 mm x 75 mm	1	16	1312776
BPréser	ntation pha	rmacie - Boîte de	50 sachets - sans vignette	<u>LPPR</u>		
EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809287301	9872931	72629-09003-00	6 mm x 100 mm	1	4	
C. Préser	ntation hôp	ital - Boîte de 50 s	sachets			-
EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809287240	NA	72629-00000-00	6 mm x 38 mm	1	4	
4042809287264	NA	72629-00001-00	3 mm x 75 mm	1	4	
4042809287288	NA	72629-00002-00	6 mm x 75 mm	1	4	
4042809287301	NA	72629-00003-00	6 mm x 100 mm	1	4	
4042809287325	NA	72629-00004-00	12 mm x 100 mm	1	4	
D. Préser	ntation hôp	ital - Boîte de 25 s	sachets			
EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809287349	NA	72629-00005-00	25 mm x 100 mm	1	4	

(*) les 2 derniers chiffres sont mentionnés à titre indicatif (internes à BSN medical)

STERILISATION:

Oxyde Ethylène

BSN medical SAS 57, boulevard Demorieux F - 72058 LE MANS Cedex 2 Tél.: 02 43 83 40 40

Fax: 02 43 83 40 41

CONTACT PHARMACIE: N° Vert: 0 800 302 282



6 Version N°: 08/12/2011

- Système de Management certifié
- EN ISO 9001
- EN ISO 13485